

VarioLine patient handsets/Patientenhandgeräte/Manipulateurs

125.5600/125.5600IP/125.5610/125.5620/125.5620IP/125.5630/125.5640





Fig. 1: Patient handsets/Patientenhandgeräte/Manipulateurs

Operation/Bedienung/Commande

Symbol	Explanation	Bedeutung	Signification
	Light	Licht	Lumière
	<p>Call nurse</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LED lights red – reassurance light when you have triggered a call. ■ LED blinks – nurse has noticed your call. ■ LED lights dim – locating light. 	<p>Schwester rufen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LED leuchtet rot – Beruhigungslampe, wenn Sie einen Ruf ausgelöst haben. ■ LED blinkt – Schwester hat Ihren Ruf bemerkt. ■ LED leuchtet schwach – Findelicht. 	<p>Appel infirmière</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DEL rouge allumée – voyant de tranquillisation si vous avez déclenché un appel. ■ DEL clignote – l'infirmière a détecté votre appel. ■ DEL de faible intensité – Voyant de localisation.
	<p>Reading light</p> <p>LED lights dim – locating light.</p>	<p>Leselicht</p> <p>LED leuchtet schwach – Findelicht.</p>	<p>Lampe de lecture</p> <p>DEL de faible intensité – Voyant de localisation.</p>
	<p>Service call</p> <p>For example for service, baby etc. Depends on the configuration of the nurse call system.</p>	<p>Serviceruf</p> <p>Beispielsweise für Service, Baby usw. Hängt von der Konfiguration des Lichtrufsystems ab.</p>	<p>Appel de service</p> <p>Par exemple pour service, bébé, etc. : cela dépend de la configuration du système d'appel lumineux.</p>
	<p>Up/down buttons</p> <p>Control additional functions, for example blinds or bed head up/down.</p>	<p>Auf-/Ab-Tasten</p> <p>Zusatzfunktionen steuern, z.B. Rollläden oder Kopfteil des Betts auf/ab.</p>	<p>Touches de sélection (haut / bas)</p> <p>Commande de fonctions supplémentaires, par ex. montée / descente des volets ou de la tête de lit).</p>

Tab. 1: Explanation of symbols/Bedeutung der Symbole/Signification des symboles



125.5600 IAI